


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc4A1 Para Wb, If-P, Elisa - P02730

Número de artículo: CM0019078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína de transporte de aniones Band 3 (SLC4A1/AE1). Validado para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de membrana de eritrocitos, fisiología renal e invasión de malaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC4A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-353 del SLC4A1 humano (NP_000333.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02730
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo