


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc4A11 Para Wb, Elisa - Q8Nbs3

Número de artículo: CM0019644



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC4A11 (NaBC1) humano para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para investigaciones sobre transporte de boro, distrofia corneal y homeostasis de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC4A11 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABC1; dJ794I6.2; SLC4A11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	83959
GeneID	83959
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de SLC4A11 humano (NP_001167560.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NBS3
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo