


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc4A2 Para Wb, Elisa - P04920

Número de artículo: CM0029277



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína 2 de intercambio aniónico humana (SLC4A2/AE2). Validado para WB y ELISA, este reactivo detecta un antiportador de cloruro/bicarbonato de 137kDa crucial para la función de los osteoclastos y la regulación del pH intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC4A2
Observaciones/Alias	AE2; HKB3; BND3L; NBND3; EPB3L1; SLC4A2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6522
ID del Gen	6522
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04920
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo