

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc4A4 / Nbc Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6R1

Número de artículo: CM0029673



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC4A4/NBC humano (cotransportador electrogénico de sodio y bicarbonato 1), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de transporte iónico y regulación del pH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de conejo SLC4A4 / NBC
Observaciones/Alias	KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCE1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCE1-A; SLC4A4 / NBC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8671
GeneID	8671
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 978-1078 de SLC4A4 / NBC humano (NP_001091954.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6R1
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo