

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc4A5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By07

Número de artículo: CM0016357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SLC4A5 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta el cotransportador electrogénico de bicarbonato de sodio 4 (NBCe2) humano, de ratón y de rata para investigación de transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC4A5
Observaciones/Alias	NBC4; NBCe2; SLC4A5
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	57835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1042-1121 del SLC4A5 humano (NP_597812.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BY07
Peso Proteico	126kDa
Envío	Bolsa de hielo