


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc4A7 Para Wb - Q9Y6M7

Número de artículo: CM0016002



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra SLC4A7 de CamelBio (WB, ELISA) detecta SLC4A7 humano y de ratón. Ideal para estudiar el cotransporte de bicarbonato de sodio y la regulación del pH en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SLC4A7
Observaciones/Alias	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
Especie	Humano
ID génico (humano)	9497
ID génico	9497
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1151-1214 de SLC4A7 humano (NP_003606.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9Y6M7
Peso molecular de la proteína	136 kDa
Envío	Bolsa de hielo