

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc4A8 Para Wb, Elisa - Q2Y0W8

Número de artículo: CM0018716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC4A8 humano, adecuado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Útil para investigación sobre regulación del pH y transporte de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC4A8 Rabbit pAb
Notas / Alias	NBC3, NDCBE, SLC4A8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de SLC4A8 humano (NP_001035049.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q2Y0W8
Peso de la proteína	123 kDa
Envío	Bolsa de hielo