

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc5A1 Para Wb, Elisa - P13866

Número de artículo: CM0014893



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SLC5A1 validado para WB y ELISA, específicamente reactivo con muestras humanas. Ideal para investigar el cotransportador sodio/glucosa 1 en la absorción intestinal de glucosa y la biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC5A1
Observaciones/Alias	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
Especie	Humano
GeneID	6523
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de SLC5A1 humano (NP_000334.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13866
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo