

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc5A2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P31639

Número de artículo: CM0022832



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC5A2 humano (SGLT2), validado para WB, IF, IHC y ELISA. Detecta niveles endógenos en muestras humanas, de ratón y de rata, con un peso molecular calculado de 73 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	SLC5A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SGLT2; SLC5A2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6524
GeneID	6524
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 564-624 de SLC5A2 humano (NP_003032.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P31639
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo