

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc5A3 Para Wb, Elisa - P53794

Número de artículo: CM0019021

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC5A3, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar el cotransporte sodio/mio-inositol, el estrés osmótico y la regulación de canales iónicos. Peso predicho 80 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC5A3
Observaciones/Alías	BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2; SLC5A3
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	6526
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 535-695 de SLC5A3 humano (NP_008864.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53794
Peso Proteico	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo