

Anticuerpo Policlonico Anti-Slc5A5 Para Wb, Elisa - Q92911

Número de artículo: CM0027400

Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo producido contra SLC5A5 humano (cotransportador sodio/yoduro). Adecuado para Western blot y ELISA, detecta NIS de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de tiroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC5A5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NIS; TDH1; SLC5A5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6528
ID del Gen	6528
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 544-643 de SLC5A5 humano (NP_000444.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92911
Peso Molecular	69kDa
Envío	Bolsa de hielo