


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc5A7 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Gzv3

Número de artículo: CM0028400



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el transportador de colina de alta afinidad SLC5A7 (CHT1) validado para WB, IF-P, ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de neuronas colinérgicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo SLC5A7
Observaciones/Alias	CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNP; SLC5A7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60482
GeneID	60482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 503-580 del SLC5A7 humano (NP_068587.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZV3
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo