

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc5A9 Para Wb Y Elisa - Q2M3M2

Número de artículo: CM0023368

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC5A9 validado para WB y ELISA. Reacciona con SLC5A9/SGLT4 humano y de ratón (74 kDa), un cotransportador de sodio/glucosa implicado en el transporte de manosa. Adecuado para la investigación del transporte de iones y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC5A9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SGLT4; SLC5A9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	200010
GeneID	200010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-320 del SLC5A9 humano (NP_001011547.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q2M3M2
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo