


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc6A1 Para Wb, Elisa - P30531

Número de artículo: CM0018037



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC6A1 humano (GAT1), producido contra un péptido sintético dentro de los aminoácidos 500-599. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones en neurociencia y sobre transportadores de GABA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SLC6A1
Observaciones/alias	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6529
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-599 de SLC6A1 humano (NP_003033.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P30531
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo