

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Slc6A2 (Transportador De Norepinefrina) Para Wb Y Elisa - P23975

Número de artículo: CM0012951



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra SLC6A2 humano (Transportador de norepinefrina, NET) validado para Western blotting y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Adecuado para investigación en neurociencia y estudios de transportadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC6A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6530
ID del Gen	6530
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-235 de SLC6A2 humano (NP_478066.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23975
Peso de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo