

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slc6A2 Para Wb, Elisa - P23975

Número de artículo: CM0006615



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que dirige al SLC6A2 humano (NET, transportador de norepinefrina) validado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para estudios de recaptación de neurotransmisores e investigación del sistema nervioso simpático.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	SLC6A2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6530
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del SLC6A2 humano (NP_001034.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23975
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo