

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc6A5 (Glyt2) Para Wb Y Elisa - Q9Y345

Número de artículo: CM0012891

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el transportador de glicina 2 humano SLC6A5. Validado para Western blot y ELISA; detecta GlyT2 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigaciones en neurociencia y transportadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC6A5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
Especie objetivo	Humano
GenID	9152 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-200 de SLC6A5 humano (NP_004202.3)
Fuente	□ nejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y345
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo