


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc6A6 Para Wb Y Elisa - P31641

Número de artículo: CM0013928



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC6A6 humano (transportador de taurina, TauT). Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Adecuado para el estudio del transporte de taurina, los mecanismos antienvjecimiento y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC6A6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TAUT; HTRDC; SLC6A6
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6533
ID del gen	6533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-320 de SLC6A6 humano (NP_001127839.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P31641
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo