


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc6A8 Para Wb Y Elisa - P48029

Número de artículo: CM0022954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al SLC6A8 humano (transportador de creatina), adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Apoya la investigación sobre el transporte de creatina en el cerebro y los músculos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC6A8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6535
GeneID	6535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 539-635 del SLC6A8 humano (NP_005620.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48029
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo