

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slc7A11/Xct [Validado Para Kd] Para Wb - Q9Upy5

Número de artículo: CM0008179



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado que se dirige a SLC7A11/xCT (transportador de cistina/glutamato). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Inmunógeno de proteína recombinante. 55 kDa. Ideal para investigación de ferroptosis y redox.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado para KD] SLC7A11/xCT mAb de Conejo
Observaciones/Alias	xCT; CCBR1; SLC7A11/xCT
Especie	Humano
GenelD	23657
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UPY5
Peso Proteico	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo