

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc7A11/Xct Para Wb Y Elisa - Q9Upy5

Número de artículo: CM0012833



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC7A11/xCT humano, validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. No conjugado, 55 kDa. Ideal para estudios de estrés oxidativo, ferroptosis y transporte de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo SLC7A11/xCT
Observaciones/alias	xCT; CCBRI; SLC7A11/xCT
Especie	Humano
GeneID (humano)	23657
GeneID	23657
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SLC7A11/xCT humano (NP_055146.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UPY5
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo