

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc8A2 (Ncx2) Para Wb, Elisa - Q9Upr5

Número de artículo: CM0014580

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC8A2 (NCX2) humano, validado para WB y ELISA. Se dirige al intercambiador de sodio/calcio 2, un regulador clave de la homeostasis neuronal de Ca²⁺, la plasticidad sináptica y la excreción urinaria de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SLC8A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NCX2; SLC8A2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6543
GeneID	6543
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-450 de SLC8A2 humano (NP_055878.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UPR5
Peso de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo