

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc9A3R1 Para Wb, Elisa - O14745

Número de artículo: CM0013648



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-SLC9A3R1 validado para WB y ELISA, dirigido a la proteína andamiaje NHERF1/EBP50 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte de iones, señalización Wnt e interacciones entre membrana y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC9A3R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EBP50; NHERF; NHE-RF; NHERF-1; NPHLOP2; SLC9A3R1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9368
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 189-358 de la SLC9A3R1 humana (NP_004243.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14745
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo