


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc9A3R2 Para Wb, Elisa - Q15599

Número de artículo: CM0021505



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC9A3R2 (NHERF2), validado para WB y ELISA. Esta proteína de andamiaje une proteínas de la membrana plasmática al citoesqueleto de actina y regula su expresión superficial. Ideal para la investigación de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC9A3R2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIP1; OCTS2; SIP-1; TKA-1; E3KARP; NHE3RF2; NHERFF-2; SLC9A3R2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9351
ID de Gen	9351
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-300 de SLC9A3R2 humana (NP_001123484).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15599
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo