

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc9A6 Para Wb Y Elisa - Q92581

Número de artículo: CM0027447

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SLC9A6 para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Detecta el intercambiador sodio/hidrógeno 6, involucrado en la regulación del pH endosomal y el neurodesarrollo. Ideal para investigación en neurociencia y transporte iónico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. Policlonal de Conejo SLC9A6
Observaciones/Alias	MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10479
GeneID	10479
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 542-701 de SLC9A6 humano (NP_001036002.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q92581
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo