

Anticuerpo Policlonal Anti-Slco1A2 Para Wb, Elisa - P46721

Número de artículo: CM0028617

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC01A2 humano (OATP1A2), validado para WB y ELISA, reacción cruzada con rata. Para estudiar el transporte de aniones orgánicos, la captación de fármacos y la homeostasis de los ácidos biliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC01A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OATP; OATP-A; OATP1A2; SLC21A3; SLC01A2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6579
ID de Gen	6579
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de SLC01A2 humano (NP_066580.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P46721
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo