


Anticuerpo Policlonal Anti-Slco1B1 Para Wb, Elisa - Q9Y6L6

Número de artículo: CM0024583



Introducción

SLCO1B1 Rabbit pAb, validado para WB y ELISA, detecta SLCO1B1 humano (OATP-C) con reactividad cruzada para ratón y rata. Explore el transporte hepático de aniones orgánicos y la farmacología de las estatinas con este anticuerpo contra el transportador de 76 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	SLCO1B1 Rabbit pAb
Notas / Alias	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10599
GeneID	10599
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 597-691 de SLCO1B1 humano (NP_006437.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6L6
Peso Molecular	76kDa
Envío	Bolsa de hielo