

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slco2B1 Para Wb/Elisa - 094956

Número de artículo: CM0014529

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLCO2B1 humano (OATPB/OATP2B1), adecuado para WB y ELISA. Detecta el transportador de aniones orgánicos de ~77kDa en humano y ratón; ideal para estudios de transporte de esteroides/fármacos y hepáticos/placentarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLCO2B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11309
GeneID	11309
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-210 del SLCO2B1 humano (NP_009187.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94956
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo