

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slco3A1 Para Wb, Elisa - Q9Uig8

Número de artículo: CM0016075

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra SLCO3A1 de CamelBio (OATP-D, OATP3A1) está validado para WB y ELISA. Detecta SLCO3A1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de transportadores de aniones orgánicos y estudios de distribución tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLCO3A1 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	OATPD; OATP-D; OATP3A1; OATPRP3; OATP-RP3; SLC21A11; SLCO3A1
Especie	Humano
GeneID (humano)	28232
GeneID	28232
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UIG8
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo