

Anticuerpo Policlonal Anti-Slco6A1 Para Wb, Elisa - Q86Ug4

Número de artículo: CM0015746

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLCO6A1 humano (OATP6A1, CT48), validado para WB y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de antígenos de cáncer/testículo y transportadores de aniones orgánicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLCO6A1 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	133482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-580 de SLCO6A1 humano (NP_775759.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86UG4
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo