

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slfn11 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z7L1

Número de artículo: CM0006498



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo SLFN11 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Dirigido a SLFN11 humano (103 kDa) para investigación de daño en el ADN, antiviral y estrés de replicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo SLFN11
Observaciones/Alias	SLFN8/9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	91607
ID del Gen	91607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-328 de SLFN11 humano (NP_689483.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z7L1
Peso Molecular de la Proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo