

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slfn11 Para Wb, Elisa - Q7Z7L1

Número de artículo: CM0020936



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SLFN11 validado para WB, ELISA en muestras humanas. Objetivo: SLFN11 humano, un inhibidor de la replicación del ADN y factor de restricción antiviral. Ideal para la investigación de daño en el ADN y antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SLFN11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SLFN8/9; SLFN11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	91607
GeneID	91607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-328 del SLFN11 humano (NP_689483.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z7L1
Peso Proteico	103kDa
Envío	Bolsa de hielo