


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slfn12 Para Wb Y Elisa - Q8Iym2

Número de artículo: CM0019689



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SLFN12 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar vías de apoptosis inducida por estrógenos, degradación de rRNA y diferenciación celular. SWISS: Q8IYM2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLFN12 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SLFN3; SLFN12
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55106
ID del gen	55106
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-390 de SLFN12 humano (NP_001275938.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8IYM2
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo