


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slirp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzt3

Número de artículo: CM0018519



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLIRP humano, una proteína mitocondrial de unión al ARN y correpresora de receptores nucleares. Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada en humano y ratón. Ideal para estudiar la regulación transcripcional mediada por SRA y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLIRP pAb de conejo
Observaciones/Alias	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
Especie	Humano
GeneID (humano)	81892
GeneID	81892
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SLIRP humano (NP_112487.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9GZT3
Peso molecular	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo