

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slit1 Para Wb, Elisa - O75093

Número de artículo: CM0022520

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLIT1 (O75093) validado para WB y ELISA. Reconoce la SLIT1 humana, una guía secretada involucrada en el desarrollo neural. Ideal para investigación en neurociencia y desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLIT1 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	MEGF4; SLIL1; SLIT3; SLIT-1; SLIT1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6585
GeneID	6585
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1315-1534 de la SLIT1 humana (NP_003052.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75093
Peso de la proteína	168kDa
Envío	Bolsa de hielo