


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slit2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O94813

Número de artículo: CM0010573



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra Slit2 humano (O94813). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Objetivo: señal de guía secretada involucrada en la navegación axonal y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Slit2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SLIL3, Slit-2, Slit2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9353
GeneID	9353
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1400-1500 de Slit2 humano (O94813)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94813
Peso Proteico	170 kDa
Envío	Bolsa de hielo