

Anticuerpo Policlonal Anti-Slitrk6 Para Wb, Elisa - Q9H5Y7

Número de artículo: CM0026480

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLITRK6 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce SLITRK6 de humano, ratón y rata, un regulador del crecimiento de neuritas asociado a la audición y la visión. Adecuado para investigación neurológica y sensorial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLITRK6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DFNMYP; SLITRK6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84189
GeneID	84189
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 621-816 de SLITRK6 humana (NP_115605.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H5Y7
Peso de la Proteína	95kDa
Envío	Bolsa de hielo