

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slmap Para Wb, Elisa - Q14Bn4

Número de artículo: CM0022018



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína SLMAP humana. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para la investigación de la vía de señalización Hippo y el control del crecimiento celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | SLMAP Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias           | SLAP; SLMAP                                                                                                                           |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                |
| ID genético (Humano)          | 7871                                                                                                                                  |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-790 de la SLMAP humana (NP_009090.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                              |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS                         | Q14BN4                                                                                                                                |
| Peso molecular de la proteína | 95kDa                                                                                                                                 |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                        |