

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slp2 Para Western Blot Y Elisa - Q9Ujz1

Número de artículo: CM0003237

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SLP2 de alta especificidad validado para WB y ELISA. Se dirige a la SLP2 humana con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación mitocondrial y desarrollo de ensayos de IVF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLP2 Rabbit mAb
Notas/Alias	SLP-2; HSPC108; SLP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30968
GeneID	30968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-130 de la SLP2 humana (Q9UJZ1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJZ1
Peso molecular	39kDa
Envío	Bolsa de hielo