

Anticuerpo Policlonal Anti-Sltm De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Nwh9

Número de artículo: CM0023871

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLTM (modulador de transcripción similar a SAFB) humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudios de regulación de la transcripción y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLTM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Met; SLTM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79811
GeneID	79811
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 900-1000 de SLTM humano (NP_079031.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9NWH9
Peso de la proteína	117kDa
Envío	Bolsa de hielo