

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slug Para Wb Y Elisa - 043623

Número de artículo: CM0010862

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a Slug humano (SNAI2) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de investigación sobre EMT, desarrollo de la cresta neural y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Slug Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6591
GeneID	6591
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43623
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo