

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slug Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43623

Número de artículo: CM0018297

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Slug validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta Slug/SNAI2 en humanos, ratones y ratas. Ideal para investigación sobre EMT y cáncer. - O43623

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Slug Rabbit pAb
Observaciones/alias	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2; Slug
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6591
ID del gen	6591
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 21-120 de Slug humano (NP_003059.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43623
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo