


Anticuerpo Policlonal Anti-Smac/Diablo Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Nr28

Número de artículo: CM0018948



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Smac/Diablo humano (SMAC; DFNA64) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis e interacción con IAP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Smac/Diablo Rabbit pAb
Notas/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Especie	Humano
GeneID (humano)	56616
GeneID	56616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-239 de Smac/Diablo humano (NP_063940.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR28
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo