


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Smad1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15797

Número de artículo: CM0007686



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por knockout (KO) contra Smad1 humano, adecuado para Western blot (WB), inmunofluorescencia/inmunocitoquímica (IF/ICC) y ELISA. Detecta Smad1 en especies humanas y de ratón. Smad1 es un modulador transcripcional clave en las vías de señalización BMP involucradas en el desarrollo embrionario y la diferenciación celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | [Validado por KO] Smad1 Rabbit mAb                                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1                                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 4086                                                                                                                                                           |
| GeneID              | 4086                                                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante   Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-260 de Smad1 humano (NP_001003688.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                       |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                                                  |
| SWISS               | Q15797                                                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 52kDa                                                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                 |