


Anticuerpo Policlonal Anti-Smad1 Para Wb, Elisa - Q15797

Número de artículo: CM0018307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Smad1 humano (aa 20-240). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización BMP y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Smad1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Smad1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4086
GeneID	4086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-240 del Smad1 humano (NP_001003688.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15797
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo