


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smad1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Número de artículo: CM0006807



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido contra Smad1 humano (Q15797). Adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la señalización de BMP, la biología del desarrollo y los estudios de homeostasis tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Smad1 Rabbit mAb [validado por KO]
Observaciones/alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4086
ID del gen	4086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-240 de Smad1 humano (NP_005891.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q15797
Peso molecular	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo