


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smad1/Smad5/Smad9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Número de artículo: CM0024699



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Smad1/Smad5/Smad9, validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigación de señalización BMP, desarrollo embrionario y estudios de diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Smad1/Smad5/Smad9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Smad1/Smad5/Smad9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4086/4090/4093
ID del Gen	4086/4090/4093
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 19-125 de Smad1/Smad5/Smad9 humano (NP_005891.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo