


Anticuerpo Policlonal Anti-Smad2 De Conejo (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796

Número de artículo: CM0025803



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra Smad2 humano, apto para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de TGF-beta y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	[Validado por KO] pAb de Conejo Smad2
Observaciones/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4087
ID de Gen	4087
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Smad2 humano (NP_005892.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo