

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smad2/Smad3 Para Wb, Ip, Chip, Elisa - Q15796 / P84022

Número de artículo: CM0011255



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SMAD2/SMAD3 validado mediante KO para Western blot, inmunoprecipitación, inmunoprecipitación de cromatina y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido contra los transductores de señalización TGF-beta/activina SMAD2/SMAD3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SMAD2/SMAD3 [validado mediante KO]
Observaciones/Alias	CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3
Especie	Humano
GeneID (humano)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 198-298 de SMAD2/SMAD3 humano (NP_005892.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15796/P84022
Peso de la proteína	25-52 kDa
Envío	Bolsa de hielo