


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smad2/Smad3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15796/P84022

Número de artículo: CM0019884



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMAD2/SMAD3, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta SMAD2/SMAD3 humano, de ratón y de rata. Alta especificidad para la investigación de la señalización de TGF-beta y estudios oncológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SMAD2/SMAD3
Observaciones/Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; SMAD2/SMAD3
Especie	Humano
GeneID (humano)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-270 de SMAD2/SMAD3 humano (NP_005893.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q15796/P84022
Peso molecular	48 kDa/52 kDa/25 kDa/35 kDa/43 kDa
Envío	Bolsa de hielo